


SBI Inlägg 3x3 set

Modulsystemet SBI Inlägg 3x3 Set har tagits fram för att omfördela trycket på fotsulan och hantera sår på framfot, mittfot och häl. Setet består av nio delar som är kopplade till varandra genom ett pusselsystem som bildar tre olika plantarsulor. De tre plantarsulorna har tre olika densitet; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras vertikalt och horisontellt. Trycket på fotsulan kan enkelt omfördelas genom att man kombinerar de olika delarna. Inläggen är avsedda att användas i SBI Motus (medföljer), SBI Wheel (ingår), SBI Frame (tillval).



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
790240011	SBI Inlägg 3x3 Set	Small	Bilateral
790240012	SBI Inlägg 3x3 Set	Medium	Bilateral
790240013	SBI Inlägg 3x3 Set	Large	Bilateral
790240014	SBI Inlägg 3x3 Set	X-Large	Bilateral
790240015	SBI Inlägg 3x3 Set	XX-Large	Bilateral