

Patellavator

Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellaseanan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal komfort vid daglig användning och träning. Den vadderade kärnan ger ett jämt fokuserat tryck över patellaseanan för att reducera smärta och ömhet. För effektivare kompression har Patellavator en unik snörningsdesign som ökar spänningen från bandet. Dessutom en interlock förslutning som är designad att tåla aggressiv användning utan att öppna sig och att inte påverka motsatta benet under löpning etc. Knäbandet är också designat så att det inte skall stasa runt benet eller irritera popliteaområdet på baksidan av knäet

Användningsområde

Användningsområden: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sjukdom och Chondromalacia patella.

Mått

Mät runt knäet under patella.



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
286740011	Small	28-33 cm	Bilateral	Svart
286740012	Medium	33-39 cm	Bilateral	Svart
286740013	Large	39-44 cm	Bilateral	Svart
286740014	X-Large	> 44 cm	Bilateral	Svart