

PatellaCamp

PatellaCamp är en knäortos avsedd att ge stabilitet för patella. Ortosen är av dragruntomodell och är öppen i knävecket. En pelott placeras mot den sida av patella som är instabil och de två elastiska banden dras åt till önskat mothåll.

Användningsområde

Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Kontraindikation

Kraftiga ödem när kompression kan påverka cirkulationen.

Mått

Knämått mid-patella



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
286790012	Medium	<40 cm	Bilateral	Svart
286790013	Large	>40 cm	Bilateral	Svart