

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella är en knäortos vars avsedda användning är helt inriktad mot patella problem. Den hästschoformade kudden kan enkelt tas ut och placeras på den sida av patella där stödet behövs. Kudden har elastiska dragband som fäster i det mjuka velourmaterialet runt knäskålen. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområde

Patella luxation, patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, främre knäsmärta.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knä-mått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

SELECTION®



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2	Mått 3
357040010	X-Small	Bilateral	Svart	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
357040011	Small	Bilateral	Svart	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
357040012	Medium	Bilateral	Svart	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
357040013	Large	Bilateral	Svart	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
357040014	X-Large	Bilateral	Svart	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm