

SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION®



SELECTION® Optima Wrap är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

Rörelseintervall i ROM-leden. Flexion: 45, 60, 75, 90 grader. Extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Användningsområde

Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemorala smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.

Kontraindikation

Kontaktsport eller andra aktiviteter där knäleden är utsatt för våld och där det finns stor risk för ACL/PCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Mått

- Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella
- Mått 2: Knämått mid-patella
- Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2	Mått 3
357030010	X-Small	Bilateral	Svart	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
357030011	Small	Bilateral	Svart	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
357030115	Small Plus	Bilateral	Svart	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
357030012	Medium	Bilateral	Svart	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
357030125	Medium Plus	Bilateral	Svart	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
357030013	Large	Bilateral	Svart	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
357030135	Large Plus	Bilateral	Svart	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
357030014	X-Large	Bilateral	Svart	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
357030145	X-Large Plus	Bilateral	Svart	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm
357030015	XX-Large	Bilateral	Svart	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm
357030155	XX-Large Plus	Bilateral	Svart	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm