

Active X™ Knee Patella

Denna öppna modell är avsedd att stabilisera patella, framför allt i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande ActiveX-materialet som är bekvämt och följsamt.

Användningsområde

PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

Mått

Knämått mid-patella cirkulärt

ACTIVE X™



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
280550009	XX-Small	24-29 cm	Bilateralt	Svart
280550010	X-Small	28-33 cm	Bilateralt	Svart
280550011	Small	32-37 cm	Bilateralt	Svart
280550012	Medium	36-41 cm	Bilateralt	Svart
280550013	Large	40-45 cm	Bilateralt	Svart