

Active X™ Long

En knäortos i ett långt utförande avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Löstagbara cirkulära band med D-ring (två uppe och två nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområde

MCL/LCL instabilitet, mindre mediala eller laterala meniskskador, mild gonarthros, bursit, ledbesvär

Kontraindikation

Svåra skador såsom ACL/PCL rupturer. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Mått

- Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella
Mått 2: Knämått mid-patella
Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2	Mått 3
280520010	Pådragsmodell	X-Small	Svart	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280520011	Pådragsmodell	Small	Svart	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280520012	Pådragsmodell	Medium	Svart	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280520013	Pådragsmodell	Large	Svart	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280520014	Pådragsmodell	X-Large	Svart	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280520015	Pådragsmodell	XX-Large	Svart	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280520016	Pådragsmodell	XXX-Large	Svart	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280530011	Dragruntomodell	Small	Svart	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280530012	Dragruntomodell	Medium	Svart	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280530013	Dragruntomodell	Large	Svart	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280530014	Dragruntomodell	X-Large	Svart	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280530015	Dragruntomodell	XX-Large	Svart	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280530016	Dragruntomodell	XXX-Large	Svart	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
357100000	Flexion/Extension stopp	-	-	-	-	-