

Active X™ Sleeve

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve har en spiralskena på varje sida.

Användningsområde

Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

Kontraindikation

Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
280560010	Active X Sleeve	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280560011	Active X Sleeve	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280560012	Active X Sleeve	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280560013	Active X Sleeve	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280560014	Active X Sleeve	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280560015	Active X Sleeve	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280560016	Active X Sleeve	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm