

Active X™ Sleeve PLUS

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve PLUS har två spiralskenor på varje sida samt två stabiliserande cirkulära band. PLUS är därför något stabilare än Active X Sleeve. I övrigt har ortoserna samma design och egenskaper.

Användningsområde

Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

Kontraindikation

Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Mått

- Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella
Mått 2: Knämått mid-patella
Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
280570010	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280570011	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280570012	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280570013	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280570014	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280570015	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280570016	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm