

Active X™ Double Axis

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har dubbelledade skenor och är inställd i 10 graders flexion. Materialet ger en mild kompression och värme. Löstagbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntmmodell. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområde

Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet.Mindre mediala eller laterala meniskskador.

Kontraindikation

MCL/LCL rupturer.ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

ACTIVE X™

28058



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Mått 1	Mått 2	Mått 3
280580010	Pådragsmodell	X-Small	Svart	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280580011	Pådragsmodell	Small	Svart	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280580012	Pådragsmodell	Medium	Svart	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280580013	Pådragsmodell	Large	Svart	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280580014	Pådragsmodell	X-Large	Svart	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280580015	Pådragsmodell	XX-Large	Svart	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280580016	Pådragsmodell	XXX-Large	Svart	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280590011	Dragruntmmodell	Small	Svart	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280590012	Dragruntmmodell	Medium	Svart	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280590013	Dragruntmmodell	Large	Svart	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280590014	Dragruntmmodell	X-Large	Svart	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280590015	Dragruntmmodell	XX-Large	Svart	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280590016	Dragruntmmodell	XXX-Large	Svart	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm