

# Gripper™ Hinged Knee

Dragruntmodell med patellaöppning och öppning i knävecket. Modellen har integrerade cirkulära stödband med korbörlåsning samt metallskenor i förstärkta fickor. Enkel att ta på. Ortosen är tillverkad av ett material som andas. För att förhindra att ortosen glider ner, har ett antiglidmaterial monterats på ortosens insida.

## Användningsområde

Lindrig knäledsinstabilitet.

## Mått

Knämått mid-patella



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281280010	X-Small	25-30 cm	Bilateral	Svart
281280011	Small	30-35 cm	Bilateral	Svart
281280012	Medium	35-40 cm	Bilateral	Svart
281280013	Large	40-45 cm	Bilateral	Svart
281280014	X-Large	45-50 cm	Bilateral	Svart
281280015	XX-Large	50-55 cm	Bilateral	Svart
281280016	XXX-Large	55-60 cm	Bilateral	Svart
281280017	XXXX-Large	60-65 cm	Bilateral	Svart
281280018	XXXXX-Large	>65 cm	Bilateral	Svart