

CHECK™ stainless steel

Bekväm knäortos tillverkad av rostfritt stål avsedd att motverka hyperextension och att stödja vid instabilitet i knäleden. Ortosens längd gör att trycket mot femur och tibia blir mindre och ortosen blir mer bekväm. Den smidiga konstruktionen gör att ortosen kan bäras under kläder. Polstringen är tillverkad av konstläder. D-ringarna som medföljer kan sättas på den sida av ortosen som passar patienten bäst. Ortosen har kondylkuddar.

Användningsområde

CHECK™ syfte är att motverka hyperextension i knäleden och att stödja knäledsinstabilitet. Indikationer för användning av CHECK™ är: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, neurologiska skador/sjukdomar som medför svaghet i m Quadriceps

Kontraindikation

Ej avsedd för idrottsaktiviteter.

Mått

Knämått M-L mid-patella



Art.nr.	Modell	Mått	Vä/Hö	Längd
286520000	CHECK™ stainless steel	9-13 cm	Bilateral	45 cm
286510000	Extra bandset	-	-	-
286530000	Extra D-ringar 4 st	-	-	-