

KNÄ immobilizer

Immobiliseringsortos av polyester-velour med inbyggda skenor för stabilisering.
Ortosen är uppbyggd av olika paneler för att göra det enkelt att justera omfånget.
Kardborrlåsning genom D-ringar. Öppen för patella.
Finns i vuxen- och barnstorlek.

Användningsområde

Postoperativ behandling, muskel- och ligamentskador, efter gipsning och enklare ståträning.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm ovan mid-patella.
Mått 2: Knämått mid-patella.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Längd	Mått 1	Mått 2
286550011	Barn	Bilateral	45 cm	43-46 cm	28-34 cm
286550012	Vuxen	Bilateral	50 cm	46-51 cm	34-41 cm