

Lerman Haro höftortos

Höftortos med flera olika inställningsmöjligheter. Rotationsinställning i transversalplanet, kontroll och inställning i både flexion/extension och abduktion/adduktion. Plastkonstruktion med stål/aluminiumled. Passar både dam och herr.

Användningsområde

Postoperativt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Midjemått
627901011	Lerman Haro	Small	Vänster	70-80 cm
627901012	Lerman Haro	Medium	Vänster	85-90 cm
627901013	Lerman Haro	Large	Vänster	100-110 cm
627901014	Lerman Haro	X-Large	Vänster	115-125 cm
627902011	Lerman Haro	Small	Höger	70-80 cm
627902012	Lerman Haro	Medium	Höger	85-90 cm
627902013	Lerman Haro	Large	Höger	100-110 cm
627902014	Lerman Haro	X-Large	Höger	115-125 cm
627911011	Extra polstring Höft	Small	Vänster	-
627911012	Extra polstring Höft	Medium	Vänster	-
627911013	Extra polstring Höft	Large	Vänster	-
627911014	Extra polstring Höft	X-Large	Vänster	-
627912011	Extra polstring Höft	Small	Höger	-
627912012	Extra polstring Höft	Medium	Höger	-
627912013	Extra polstring Höft	Large	Höger	-
627912014	Extra polstring Höft	X-Large	Höger	-
627921011	Extra polstring Lår	Small	Vänster	-
627921012	Extra polstring Lår	Medium	Vänster	-
627921013	Extra polstring Lår	Large/X-Large	Vänster	-
627922011	Extra polstring Lår	Small	Höger	-
627922012	Extra polstring Lår	Medium	Höger	-
627922013	Extra polstring Lår	Large/X-Large	Höger	-