

Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD är avsedd för personer med Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benen. HFAD är avsedd att öka styrkan i det ben där HFAD används, förbättra gångprestationen och öka den dagliga aktivitetsnivån. Ortosen består av ett bekvämt höftband och två elastiska gummiband som fästs i skon. Banden assisterar vid höft-, knä- och dorsalflexion i ankeln. Nivån på assistansen kan lätt ställas in efter användarens behov. HFAD kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder. Finns i utförande för ett ben eller för båda benen.

Användningsområde

HFAD kan vara fördelaktig för patienter med MS som har; svaghet i höft-, knä- och fotledsböjaren, begränsad uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben och fot. Använder kompensatoriska rörelser såsom bäckentippning, circumduktion och/eller tyngdöverföring till motsatt sida, har försökt att använda en AFO för att kompensera för droppfot men har fortfarande svårighet att gå på grund av svaghet i höft och knäflexorerna, förhöjd tonus och får genom ortosen lättare att slappna av och därmed bättre gång.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Midjemått
627841011	Singel HFAD	Small	Vänster	61-82 cm
627841012	Singel HFAD	Medium	Vänster	83-102 cm
627841013	Singel HFAD	Large	Vänster	103-122 cm
627842011	Singel HFAD	Small	Höger	61-82 cm
627842012	Singel HFAD	Medium	Höger	83-102 cm
627842013	Singel HFAD	Large	Höger	103-122 cm
627830011	Dubbel HFAD	Small	Bilateral	61-82 cm
627830012	Dubbel HFAD	Medium	Bilateral	83-102 cm
627830013	Dubbel HFAD	Large	Bilateral	103-122 cm