

Abduktionsskena C29

Abduktionsskena av plast med mjukfodrade kanter. Rostfria stålskenor mellan benhylsorna fram och bak. Ryggplatta med band om bröstkorgen ger sidostabilitet. Luftig och hygienisk. Kan användas med blöja.

Användningsområde
Kongenitala höftledsluxationer

Mått
Avstånd mellan knälederna i abduktion



Art.nr.	Storlek	Mått
202900010	X-Small	14-17 cm
202900011	Small	18-23 cm
202900012	Medium	25-30 cm
202900013	Large	33-38 cm