

Maple Leaf höftortos

Ortos som bibehåller musklernas längd för att förhindra återuppkomst av deformiteter efter mjukdelsoperationer relaterade till höften. Leden gör det möjligt att positionera höftleden nära den anatomiska linjen. Justerbar i bredd och längd. Möjlighet att ställa in i intervaller med 20° flexion/extension, 9° abduktion/adduktion samt rotation i transversalplanet. Storlek X-Small är förinställd med en abduktionsvinkel på 15°, vilken går att öka eller minska genom justering. X-Small går ej att rotera i transversalplanet. Formgjuten plast med stålskenor. Löstagbar polstring.

Användningsområde

CP och postoperativt.



Art.nr.	Storlek	Bäckenvidd M-L
627860010	X-Small	15 -19 cm
627860011	Small	20 - 24 cm
627860012	Medium	25 - 29,5 cm
627860013	Large	30 - 34,5 cm