

Maple Leaf DE

Maple Leaf finns också med en distal förlängning för underbenet för patienter som är i behov av ytterligare rotationskontroll av höften. Knäleden kan låsas samt ställas in i intervaller med 20° flexion/extension och 9° abduktion/adduktion. För övrigt har ortosen samma egenskaper och inställningar som Maple Leaf art.nr. 62786. Formgjuten plast med stålskenor. Höft-, lår- och vaddel har utbytbar polstring och band.

Användningsområde

CP och postoperativt. Vid behov av ytterligare rotationskontroll av höften.



Art.nr.	Modell	Storlek	Bäckenvidd M-L
627870011	Komplett Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
627870013	Komplett Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
627930011	Extra polstring till vaddel	Small	-
627930013	Extra polstring till vaddel	Large	-
627940011	Extra band till vaddel	Small	-
627940013	Extra band till vaddel	Large	-
627880011	Extra polstring till höft- och lårdelen	Small	-
627880013	Extra polstring till höft- och lårdelen	Large	-
627980011	Extra band till höftdel	Small	-
627980013	Extra band till höftdel	Large	-
627990011	Extra band til lårdel	Small	-
627990013	Extra band til lårdel	Large	-