

Classic Triangle Air

Symmetrisk, triangelformad bröstprotes med utmärkt passform. Protesen är tillverkad i en unik "Air Light" silikon i ett lager vilket ger en ultralätt bröstprotes med en mycket hög bärarkomfort och en reducerad vikt med 42 % i förhållande till traditionella silikonproteser. Utmärkt till kvinnor med lymfödem, stor byst och vid sportaktiviteter.

Användningsområde

Rekommenderas t.ex. till kvinnor med lymfödem, kvinnor med stor byst och vid sportaktiviteter.



Art.nr.	Modell	Storlek
102710001	Classic Triangle Air	1
102710002	Classic Triangle Air	2
102710003	Classic Triangle Air	3
102710004	Classic Triangle Air	4
102710005	Classic Triangle Air	5
102710006	Classic Triangle Air	6
102710007	Classic Triangle Air	7
102710008	Classic Triangle Air	8
102710009	Classic Triangle Air	9
102710010	Classic Triangle Air	10
102710011	Classic Triangle Air	11
102710012	Classic Triangle Air	12