

# Massageform Super Soft

En symmetrisk bröstprotes som ger mjuk massage vid användning. Kanalerna på protesens baksida masserar bröstkorgens vägg och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Den speciella baksidan gör att protesen sitter säkert mot bröstkorgen. Bröstprotesen har uppdaterats med en ny naturlig hudnyans. Framsidan är gjord av en extra mjuk silikon som ger en naturlig profil med mjukt fall. Massageform Super Soft är 20 % lättare än traditionella silikonproteser. Bäst effekt fås i en stödjande BH. Protesen passar bäst den mindre och medelfylliga bysten dvs, A och B-kupa.

## Användningsområde

Bl.a. för kvinnor som ligger i riskzonen för lymfödem eller har lymfödem. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.



| Art.nr.   | Modell                | Storlek |
|-----------|-----------------------|---------|
| 102750001 | Massageform Supersoft | 1       |
| 102750002 | Massageform Supersoft | 2       |
| 102750003 | Massageform Supersoft | 3       |
| 102750004 | Massageform Supersoft | 4       |
| 102750005 | Massageform Supersoft | 5       |
| 102750006 | Massageform Supersoft | 6       |
| 102750007 | Massageform Supersoft | 7       |
| 102750008 | Massageform Supersoft | 8       |
| 102750009 | Massageform Supersoft | 9       |
| 102750010 | Massageform Supersoft | 10      |
| 102750011 | Massageform Supersoft | 11      |
| 102750012 | Massageform Supersoft | 12      |
| 102750013 | Massageform Supersoft | 13      |
| 102750014 | Massageform Supersoft | 14      |