

Massageform Super Soft

En symmetrisk bröstprotes som ger mjuk massage vid användning. Kanalerna på protesens baksida masserar bröstkorgens vägg och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Den speciella baksidan gör att protesen sitter säkert mot bröstkorgen. Bröstprotesen har uppdaterats med en ny naturlig hudnyans. Framsidan är gjord av en extra mjuk silikon som ger en naturlig profil med mjukt fall. Massageform Super Soft är 20 % lättare än traditionella silikonproteser. Bäst effekt fås i en stödjande BH. Protesen passar bäst den mindre och medelfylliga bysten dvs, A och B-kupa.



Användningsområde

Bl.a. för kvinnor som ligger i riskzonen för lymfödem eller har lymfödem. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.

Art.nr.	Modell	Storlek
102750001	Massageform Supersoft	1
102750002	Massageform Supersoft	2
102750003	Massageform Supersoft	3
102750004	Massageform Supersoft	4
102750005	Massageform Supersoft	5
102750006	Massageform Supersoft	6
102750007	Massageform Supersoft	7
102750008	Massageform Supersoft	8
102750009	Massageform Supersoft	9
102750010	Massageform Supersoft	10
102750011	Massageform Supersoft	11
102750012	Massageform Supersoft	12
102750013	Massageform Supersoft	13
102750014	Massageform Supersoft	14