

Massageform Silhouette

En symmetrisk bröstprotes som ger mjuk massage vid användning. Kanalerna på protesens baksida masserar bröstkorgens vägg och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas. Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Den speciella baksidan gör att protesen sitter säkert mot bröstkorgen. Framsidan är gjord av en extra mjuk silikon som ger en naturlig profil med mjukt fall. Massageform Silhouette har en profil som är grundare upptill, fylligare nertill och den är 25 % lättare än traditionella silikonproteser. Modellen är droppformad och har en rundare bas. Protesen passar A-E-kupa.

Användningsområde

Bl.a. för kvinnor som ligger i riskzonen för lymfödem eller har lymfödem. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.



Art.nr.	Modell	Storlek
102950001	Massageform Silhouette	1
102950002	Massageform Silhouette	2
102950003	Massageform Silhouette	3
102950004	Massageform Silhouette	4
102950005	Massageform Silhouette	5
102950006	Massageform Silhouette	6
102950007	Massageform Silhouette	7
102950008	Massageform Silhouette	8
102950009	Massageform Silhouette	9
102950010	Massageform Silhouette	10
102950011	Massageform Silhouette	11
102950012	Massageform Silhouette	12
102950013	Massageform Silhouette	13
102950014	Massageform Silhouette	14