

Diamond Classic

Diamond Classic är en symmetrisk bröstprotes på ett helt nytt sätt! Protesen har diamanthformade kuddar på baksidan och mellan dessa kuddar formas kanaler som främjar luftcirkulationen. Designen ger en sval och skön känsla mellan hud och protes. Diamond Classic är en fylligare variant av Diamond-protesen. Diamond-proteserna har en bred bas och en mjukt rundad topp som gör att de passar mycket bra i de allra flesta BH:ar. Modellen är lättviktsprotes med 25 % viktreducering än traditionella silikonproteser. Proteserna har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga omtyckta proteser.



Användningsområde

Kvinnor som vill ha en sval och medelfyllig protes. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.

Art.nr.	Modell	Storlek
102880001	Diamond Classic	1
102880002	Diamond Classic	2
102880003	Diamond Classic	3
102880004	Diamond Classic	4
102880005	Diamond Classic	5
102880006	Diamond Classic	6
102880007	Diamond Classic	7
102880008	Diamond Classic	8
102880009	Diamond Classic	9
102880010	Diamond Classic	10
102880011	Diamond Classic	11
102880012	Diamond Classic	12