

Diamond Shaper

Diamond shaper är en skalprotes/halvprotes som är mycket fyllig i mitten. Den har tunna mjuka kanter som ger en jämn yta utan synliga övergångar. De diamantformade kuddarna på baksidan främjar luft-cirkulation och ger en sval, skön känsla mellan hud och protes.

Användningsområde

Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.



Art.nr.	Modell	Storlek
112870001	Diamond Shaper	1
112870002	Diamond Shaper	2
112870003	Diamond Shaper	3
112870004	Diamond Shaper	4
112870005	Diamond Shaper	5
112870006	Diamond Shaper	6
112870007	Diamond Shaper	7
112870008	Diamond Shaper	8
112870009	Diamond Shaper	9
112870010	Diamond Shaper	10
112870011	Diamond Shaper	11
112870012	Diamond Shaper	12