

Massage Attach Shaper

Massage Attach Shaper har integrerad självhäftande baksida som tillåter bröstprotesen att fästa direkt på huden. Kanaler på baksidan kramar bröstväggen och ger mjuk massage vid användning. Massagekanalerna gör också att luft cirkulerar så att huden känns sval och kan andas. Protesen följer med kroppen när du rör dig och avlastar trycket på axlarna - särskilt vid lymfödem eller stor byst. Protesen ger ökad valfrihet i klädval och en säkrare känsla.

Användningsområde

Fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.



Art.nr.	Modell	Storlek
114850004	Massage Attach Shaper	4
114850005	Massage Attach Shaper	5
114850006	Massage Attach Shaper	6
114850007	Massage Attach Shaper	7
114850008	Massage Attach Shaper	8
114850009	Massage Attach Shaper	9
114850010	Massage Attach Shaper	10
114850011	Massage Attach Shaper	11
114850012	Massage Attach Shaper	12