

Elliptical Shaper

Elliptical Shaper är en delprotes som passar alla typer av behå och baddräcker. Protesen har ett lager av stadig silicon som behåller sin form, även i vatten. En sida av protesen har en fyllighet som kan jämna ut defekter medan den andra kanten är tunt fasad för att skapa en osynlig övergång mot huden. Protesen hjälper till att skapa symmetri efter genomgången lumpektomi eller rekonstruktion. Elliptical Shaper kan också med fördel användas när det behövs en naturlig balansering i behån. Elliptical är vändbar för individuella behov.

Användningsområde

Efter genomgången lumpektomi eller rekonstruktion. Kan också med fördel användas när det behövs en naturlig balansering i behån.



Art.nr.	Modell	Storlek
112120002	Elliptical Shaper	2
112120004	Elliptical Shaper	4
112120006	Elliptical Shaper	6
112120008	Elliptical Shaper	8