

First Filler

Triangelformad förstagångsprotos. Modellen har en formad stabil utsida av skummaterial och är fylld med fiberfill. Protesens storlek kan enkelt regleras genom att ta bort fiberfillmaterial. Fodralet är tillverkat av 100% bomull.

Användningsområde

För postoperativt bruk tills dess att operationssåret är läkt. Kan även användas vid sportaktiviteter under kortare perioder.



Art.nr.	Modell	Storlek
109100011	First Filler	Small
109100012	First Filler	Medium
109100013	First Filler	Large
109100014	First Filler	X-Large
109100015	First Filler	XX-Large