

Back support 4 band

En bekväm och användarvänlig ryggortos i elastiskt och ventilerande material som andas och känns mjukt mot huden. Den är utformad för att ge hög komfort och lämplig för långtidsbehandling. Ortosen är utformad både för buk- och revbensskador men användas också vid bräck och som ett lättare stöd för ryggraden.

De fyra justerbara banden formar sig efter bukens olika partier och ger jämn kompression samt ökad komfort.

Finns i tre olika höjder: Två band (art.nr. 22186), Tre band (art.nr. 22187) och Fyra band (art.nr. 22188). Samtliga modeller anpassar sig optimalt efter kroppens form och ger effektiv kompression där den behövs. Det breda fästområdet med mikrokardborre säkerställer en trygg och individuellt justerbar passform. Den 100 % sömlösa konstruktionen gör ortosen extra bekväm och skonsam mot huden.

Användningsområde

Lindrig till måttlig ländryggssmärta, muskelsträckning, begränsning av lindrig eller måttlig eventration, postoperativ och postpartum bukbegränsning.



Art.nr.	Storlek	Mått	Färg	Höjd
221880011	S	70-90 cm	Beige	32 cm
221880012	M	90 – 110 cm	Beige	32 cm
221880013	L	110-130 cm	Beige	32 cm
221880014	XL	130-145 cm	Beige	32 cm