

# Tvättcreme till Massageform Attach och Diamond Attach

Specialkomponerad flytande tvättkräm som skonsamt rengör den självhäftande ytan på Massageform Attach och Diamond Attach. Tvättkrämen löddras med lite vatten och masseras in på den självhäftande ytan och sköljs sedan av. Rengöringen aktiverar klistret på protesen på ett mycket effektivt sätt. En tub räcker till ca 250 tillfällen och köps styckvis.



Art.nr.	Storlek	Antal/Förp
229250000	250 ml	1 st