

Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor.

Användningsområde

Instabilitet, smärta och postoperativt.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höjd	Omkrets
206190011	Small	Beige	5,5 cm	25-33 cm
206190012	Medium	Beige	5,5 cm	33-41 cm
206190013	Large	Beige	5,5 cm	41-48 cm
206200011	Small	Beige	8 cm	25-33 cm
206200012	Medium	Beige	8 cm	33-41 cm
206200013	Large	Beige	8 cm	41-48 cm
206210011	Small	Beige	11 cm	25-33 cm
206210012	Medium	Beige	11 cm	33-41 cm
206210013	Large	Beige	11 cm	41-48 cm
206220011	Small	Beige	13 cm	25-33 cm
206220012	Medium	Beige	13 cm	33-41 cm
206220013	Large	Beige	13 cm	41-48 cm