

Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområde

Instabilitet, smärta och postoperativt.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höjd
206250011	Small/Medium	Vit/svart	5,5-9,5 cm
206250013	Medium/Large	Vit/svart	8-13 cm
206260011	Small/Medium	Extra polstring, svart	-
206260013	Medium/Large	Extra polstring, svart	-