

Trokanterbälte Tro-Camp

Stabilt bälte för sacro-iliacaleden som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel knäppslå tillåter storleksutvidgning under graviditet. Snörningen mitt bak dras samman för att minska belastningen på sacro-iliacaleden. Grenband medföljer. Bältet försluts med hakar och hyskor mitt fram.

Användningsområde

Bäckeninsufficiens och symfysiolysbesvär.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höjd bak	Höjd fram
210210075	75 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210080	80 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210085	85 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210090	90 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210095	95 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210100	100 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210105	105 cm	Beige	8 cm	10 cm
210210110	110 cm	Beige	8 cm	10 cm