

SELECTION® rygg låg

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområde

Ryggsmärta och Rygginsufficiens.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
354000010	X-Small	Svart	75-85 cm	19 cm	12 cm
354000011	Small	Svart	85-95 cm	19 cm	12 cm
354000012	Medium	Svart	95-105 cm	19 cm	12 cm
354000013	Large	Svart	105-115 cm	19 cm	12 cm
354000014	X-Large	Svart	115-125 cm	19 cm	12 cm
354000015	XX-Large	Svart	125-140 cm	19 cm	12 cm