

SELECTION® rygg regular

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



Användningsområde

Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
354010010	X-Small	Svart	75-85 cm	23 cm	16 cm
354010011	Small	Svart	85-95 cm	23 cm	16 cm
354010012	Medium	Svart	95-105 cm	23 cm	16 cm
354010013	Large	Svart	105-115 cm	23 cm	16 cm
354010014	X-Large	Svart	115-125 cm	23 cm	16 cm
354010015	XX-Large	Svart	125-140 cm	23 cm	16 cm
354010016	XXX-Large	Svart	140-160 cm	23 cm	16 cm