

SELECTION® rygg wide

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® -materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd. Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



Användningsområde

Ryggsmärta och Rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
354020011	Small	Svart	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
354020012	Medium	Svart	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
354020013	Large	Svart	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
354020014	X-Large	Svart	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
354020015	XX-Large	Svart	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
354020016	XXX-Large	Svart	140-160 cm	31,5 cm	25 cm