

Elcross® Light mellan

Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområde
Ryggsmärta och rygginsufficiens.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221590011	Small	Svart	85-95 cm	28 cm	20 cm
221590012	Medium	Svart	95-105 cm	28 cm	20 cm
221590013	Large	Svart	105-115 cm	28 cm	20 cm
221590014	X-Large	Svart	115-125 cm	28 cm	20 cm
221590015	XX-Large	Svart	125-135 cm	28 cm	20 cm