

StomaCare låg

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 10 cm.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Diameter stomiöppning
233080011	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	60 mm
233080012	Medium	Bilateral	Vit	80 - 90 cm	60 mm
233080013	Large	Bilateral	Vit	90 - 100 cm	60 mm
233080014	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 110 cm	60 mm
233080015	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	60 mm
233080016	XXX-Large	Bilateral	Vit	120 - 130 cm	60 mm
233080017	XXXX-Large	Bilateral	Vit	130 - 140 cm	60 mm
233090011	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	72 mm
233090012	Medium	Bilateral	Vit	80 - 90 cm	72 mm
233090013	Large	Bilateral	Vit	90 - 100 cm	72 mm
233090014	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 110 cm	72 mm
233090015	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	72 mm
233090016	XXX-Large	Bilateral	Vit	120 - 130 cm	72 mm
233090017	XXXX-Large	Bilateral	Vit	130 - 140 cm	72 mm