

StomaCare mellan beige

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Diameter stomiöppning
233060011	Small	Bilateral	Beige	70 - 79 cm	60 mm
233060012	Medium	Bilateral	Beige	80 - 90 cm	60 mm
233060013	Large	Bilateral	Beige	90 - 100 cm	60 mm
233060014	X-Large	Bilateral	Beige	100 - 110 cm	60 mm
233060015	XX-Large	Bilateral	Beige	110 - 120 cm	60 mm
233060016	XXX-Large	Bilateral	Beige	120 - 130 cm	60 mm
233060017	XXXX-Large	Bilateral	Beige	130 - 140 cm	60 mm
233070011	Small	Bilateral	Beige	70 - 79 cm	72 mm
233070012	Medium	Bilateral	Beige	80 - 90 cm	72 mm
233070013	Large	Bilateral	Beige	90 - 100 cm	72 mm
233070014	X-Large	Bilateral	Beige	100 - 110 cm	72 mm
233070015	XX-Large	Bilateral	Beige	110 - 120 cm	72 mm
233070016	XXX-Large	Bilateral	Beige	120 - 130 cm	72 mm
233070017	XXXX-Large	Bilateral	Beige	130 - 140 cm	72 mm
233100011	Small	Bilateral	Beige	70 - 79 cm	85 mm
233100012	Medium	Bilateral	Beige	80 - 90 cm	85 mm
233100013	Large	Bilateral	Beige	90 - 100 cm	85 mm
233100014	X-Large	Bilateral	Beige	100 - 110 cm	85 mm
233100015	XX-Large	Bilateral	Beige	110 - 120 cm	85 mm
233100016	XXX-Large	Bilateral	Beige	120 - 130 cm	85 mm
233100017	XXXX-Large	Bilateral	Beige	130 - 140 cm	85 mm