

StomaCare mellan vit

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Diameter stomiöppning
233060111	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	60 mm
233060112	Medium	Bilateral	Vit	80 - 90 cm	60 mm
233060113	Large	Bilateral	Vit	90 - 100 cm	60 mm
233060114	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 110 cm	60 mm
233060115	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	60 mm
233060116	XXX-Large	Bilateral	Vit	120 - 130 cm	60 mm
233060117	XXXX-Large	Bilateral	Vit	130 - 140 cm	60 mm
233070111	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	72 mm
233070112	Medium	Bilateral	Vit	80 - 90 cm	72 mm
233070113	Large	Bilateral	Vit	90 - 100 cm	72 mm
233070114	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 110 cm	72 mm
233070115	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	72 mm
233070116	XXX-Large	Bilateral	Vit	120 - 130 cm	72 mm
233070117	XXXX-Large	Bilateral	Vit	130 - 140 cm	72 mm
233140011	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	85 mm
233140012	Medium	Bilateral	Vit	80 - 90 cm	85 mm
233140013	Large	Bilateral	Vit	90 - 100 cm	85 mm
233140014	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 110 cm	85 mm
233140015	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	85 mm
233140016	XXX-Large	Bilateral	Vit	120 - 130 cm	85 mm
233140017	XXXX-Large	Bilateral	Vit	130 - 140 cm	85 mm