

StomaCare mellan svart

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Diameter stomiöppning
233060211	Small	Bilateral	Svart	70 - 79 cm	60 mm
233060212	Medium	Bilateral	Svart	80 - 90 cm	60 mm
233060213	Large	Bilateral	Svart	90 - 100 cm	60 mm
233060214	X-Large	Bilateral	Svart	100 - 110 cm	60 mm
233060215	XX-Large	Bilateral	Svart	110 - 120 cm	60 mm
233060216	XXX-Large	Bilateral	Svart	120 - 130 cm	60 mm
233060217	XXXX-Large	Bilateral	Svart	130 - 140 cm	60 mm
233070211	Small	Bilateral	Svart	70 - 79 cm	72 mm
233070212	Medium	Bilateral	Svart	80 - 90 cm	72 mm
233070213	Large	Bilateral	Svart	90 - 100 cm	72 mm
233070214	X-Large	Bilateral	Svart	100 - 110 cm	72 mm
233070215	XX-Large	Bilateral	Svart	110 - 120 cm	72 mm
233070216	XXX-Large	Bilateral	Svart	120 - 130 cm	72 mm
233070217	XXXX-Large	Bilateral	Svart	130 - 140 cm	72 mm
233130011	Small	Bilateral	Svart	70 - 79 cm	85 mm
233130012	Medium	Bilateral	Svart	80 - 90 cm	85 mm
233130013	Large	Bilateral	Svart	90 - 100 cm	85 mm
233130014	X-Large	Bilateral	Svart	100 - 110 cm	85 mm
233130015	XX-Large	Bilateral	Svart	110 - 120 cm	85 mm
233130016	XXX-Large	Bilateral	Svart	120 - 130 cm	85 mm
233130017	XXXX-Large	Bilateral	Svart	130 - 140 cm	85 mm