

StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integrerad förslutning under stoma-öppningen vilket ger extra komfort vid byte av stomipåsen. Gördeln behöver därmed inte tas av. Denna modell lämpar sig inte för patienter med ett mycket högt abdominalt tryck, baserat på en möjligt hög belastning på stoma-öppningens förslutning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Diameter stomiöppning
233161011	Small	Vänster	Beige	70 - 79 cm	60 mm
233161012	Medium	Vänster	Beige	80 - 90 cm	60 mm
233161013	Large	Vänster	Beige	90 - 100 cm	60 mm
233161014	X-Large	Vänster	Beige	100 - 110 cm	60 mm
233161015	XX-Large	Vänster	Beige	110 - 120 cm	60 mm
233161016	XXX-Large	Vänster	Beige	120 - 130 cm	60 mm
233161017	XXXX-Large	Vänster	Beige	130 - 140 cm	60 mm
233162011	Small	Höger	Beige	70 - 79 cm	60 mm
233162012	Medium	Höger	Beige	80 - 90 cm	60 mm
233162013	Large	Höger	Beige	90 - 100 cm	60 mm
233162014	X-Large	Höger	Beige	100 - 110 cm	60 mm
233162015	XX-Large	Höger	Beige	110 - 120 cm	60 mm
233162016	XXX-Large	Höger	Beige	120 - 130 cm	60 mm
233162017	XXXX-Large	Höger	Beige	130 - 140 cm	60 mm
233181011	Small	Vänster	Beige	70 - 79 cm	72 mm
233181012	Medium	Vänster	Beige	80 - 90 cm	72 mm
233181013	Large	Vänster	Beige	90 - 100 cm	72 mm
233181014	X-Large	Vänster	Beige	100 - 110 cm	72 mm
233181015	XX-Large	Vänster	Beige	110 - 120 cm	72 mm
233181016	XXX-Large	Vänster	Beige	120 - 130 cm	72 mm
233181017	XXXX-Large	Vänster	Beige	130 - 140 cm	72 mm
233182011	Small	Höger	Beige	70 - 79 cm	72 mm
233182012	Medium	Höger	Beige	80 - 90 cm	72 mm
233182013	Large	Höger	Beige	90 - 100 cm	72 mm
233182014	X-Large	Höger	Beige	100 - 110 cm	72 mm
233182015	XX-Large	Höger	Beige	110 - 120 cm	72 mm
233182016	XXX-Large	Höger	Beige	120 - 130 cm	72 mm
233182017	XXXX-Large	Höger	Beige	130 - 140 cm	72 mm
233201011	Small	Vänster	Beige	70 - 79 cm	85 mm
233201012	Medium	Vänster	Beige	80 - 90 cm	85 mm
233201013	Large	Vänster	Beige	90 - 100 cm	85 mm
233201014	X-Large	Vänster	Beige	100 - 110 cm	85 mm
233201015	XX-Large	Vänster	Beige	110 - 120 cm	85 mm
233201016	XXX-Large	Vänster	Beige	120 - 130 cm	85 mm
233201017	XXXX-Large	Vänster	Beige	130 - 140 cm	85 mm
233202011	Small	Höger	Beige	70 - 79 cm	85 mm
233202012	Medium	Höger	Beige	80 - 90 cm	85 mm
233202013	Large	Höger	Beige	90 - 100 cm	85 mm
233202014	X-Large	Höger	Beige	100 - 110 cm	85 mm
233202015	XX-Large	Höger	Beige	110 - 120 cm	85 mm
233202016	XXX-Large	Höger	Beige	120 - 130 cm	85 mm
233202017	XXXX-Large	Höger	Beige	130 - 140 cm	85 mm