

StomaCare halvfabrikat

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Levereras komplett med resårkantband och skyddsband för färdigställande. Kardborrlåsning.

Användningsområde

Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomiöppningen finns.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Midjemått	Höjd bak och fram
233011011	Small	Vänster	Vit	70 - 79 cm	22,5 cm
233011012	Medium	Vänster	Vit	80 - 89 cm	22,5 cm
233011013	Large	Vänster	Vit	90 - 99 cm	22,5 cm
233011014	X-Large	Vänster	Vit	100 - 109 cm	22,5 cm
233011015	XX-Large	Vänster	Vit	110 - 120 cm	22,5 cm
233011016	XXX-Large	Vänster	Vit	121 - 130 cm	22,5 cm
233011017	XXXX-Large	Vänster	Vit	131 - 140 cm	22,5 cm
233012011	Small	Höger	Vit	70 - 79 cm	22,5 cm
233012012	Medium	Höger	Vit	80 - 89 cm	22,5 cm
233012013	Large	Höger	Vit	90 - 99 cm	22,5 cm
233012014	X-Large	Höger	Vit	100 - 109 cm	22,5 cm
233012015	XX-Large	Höger	Vit	110 - 120 cm	22,5 cm
233012016	XXX-Large	Höger	Vit	121 - 130 cm	22,5 cm
233012017	XXXX-Large	Höger	Vit	131 - 140 cm	22,5 cm
233050011	Small	Bilateral	Vit	70 - 79 cm	15 cm
233050012	Medium	Bilateral	Vit	80 - 89 cm	15 cm
233050013	Large	Bilateral	Vit	90 - 99 cm	15 cm
233050014	X-Large	Bilateral	Vit	100 - 109 cm	15 cm
233050015	XX-Large	Bilateral	Vit	110 - 120 cm	15 cm
233050016	XXX-Large	Bilateral	Vit	121 - 130 cm	15 cm
233050017	XXXX-Large	Bilateral	Vit	131 - 140 cm	15 cm
233191011	Small	Vänster	Svart	70 - 79 cm	22,5 cm
233191012	Medium	Vänster	Svart	80 - 89 cm	22,5 cm
233191013	Large	Vänster	Svart	90 - 99 cm	22,5 cm
233191014	X-Large	Vänster	Svart	100 - 109 cm	22,5 cm
233191015	XX-Large	Vänster	Svart	110 - 120 cm	22,5 cm
233191016	XXX-Large	Vänster	Svart	121 - 130 cm	22,5 cm
233191017	XXXX-Large	Vänster	Svart	131 - 140 cm	22,5 cm
233192011	Small	Höger	Svart	70 - 79 cm	22,5 cm
233192012	Medium	Höger	Svart	80 - 89 cm	22,5 cm
233192013	Large	Höger	Svart	90 - 99 cm	22,5 cm
233192014	X-Large	Höger	Svart	100 - 109 cm	22,5 cm
233192015	XX-Large	Höger	Svart	110 - 120 cm	22,5 cm
233192016	XXX-Large	Höger	Svart	121 - 130 cm	22,5 cm
233192017	XXXX-Large	Höger	Svart	131 - 140 cm	22,5 cm
233210011	Small	Bilateral	Svart	70 - 79 cm	15 cm
233210012	Medium	Bilateral	Svart	80 - 89 cm	15 cm
233210013	Large	Bilateral	Svart	90 - 99 cm	15 cm
233210014	X-Large	Bilateral	Svart	100 - 109 cm	15 cm
233210015	XX-Large	Bilateral	Svart	110 - 120 cm	15 cm
233210016	XXX-Large	Bilateral	Svart	121 - 130 cm	15 cm
233210017	XXXX-Large	Bilateral	Svart	131 - 140 cm	15 cm