

Camp® XXI TLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Polstrade axelband på skulderdelen gör att ortosen inte skaver. Axelbanden kryssas bak på brösttryggen och fästs på framsidan. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområde

Osteoporos och kyfos.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
294370011	Small	Beige	85-95 cm	51 cm	21 cm
294370012	Medium	Beige	95-105 cm	51 cm	21 cm
294370013	Large	Beige	105-115 cm	51 cm	21 cm
294370014	X-Large	Beige	115-125 cm	51 cm	21 cm
294370015	XX-Large	Beige	125-135 cm	51 cm	21 cm