

Lumbo 439

LSO - Tygkorsett i bomull som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Korsetten har genomgående resårinfällningar i vardera sida fram och öppna fjäderremсор bak. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då den försluts med kardborrband genom vändsölja växelvis från höger/vänster.

Användningsområde
Ryggsmärta och rygginsufficiens.



Art.nr.	Storlek	Midjemått	Höjd bak	Höjd fram
264390076	76	76 cm	68 cm	55 cm
264390084	84	84 cm	68 cm	55 cm
264390092	92	92 cm	68 cm	55 cm
264390100	100	100 cm	68 cm	55 cm