

Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområde

Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
203550011	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
203550012	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
203550013	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
203550014	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
203510000	Extra bröstplatta	En storlek	-	-
203521112	Extra ryggplatta	Small/Medium	-	-
203521314	Extra ryggplatta	Large/X-Large	-	-
203540011	Extra band med spänne	Small/Medium	-	-
203540013	Extra band med spänne	Large/X-Large	-	-
203560000	Polstring till övre bygeln fram	-	-	-