

Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområde

Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
203700011	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
203700013	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
203510000	Extra bröstplatta	-	-	-
203521112	Extra ryggplatta	Small/Medium	-	-
203521314	Extra ryggplatta	Large/X-Large	-	-
203540011	Extra band med spänne	Small/Medium	-	-
203540013	Extra band med spänne	Large/X-Large	-	-
203560000	Polstring till övre bygeln fram	-	-	-