

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsetterna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområde

Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Mått

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd	Omkrets	Tjocklek
649220010	Fram	S / M	42 cm	70 - 90 cm	5 mm
649220012	Fram	M / L	48 cm	85 - 110 cm	5 mm
649220013	Fram	L / XL	48 cm	105 - 135 cm	7 mm
649220014	Fram	XL / XXL	54 cm	105 - 135 cm	7 mm
649230010	Bak	S / M	42 cm	70 - 90 cm	5 mm
649230012	Bak	M / L	48 cm	85 - 110 cm	5 mm
649230013	Bak	L / XL	48 cm	105 - 135 cm	7 mm
649230014	Bak	XL / XXL	54 cm	105 - 135 cm	7 mm