

Boston LITE™

Boston LITE™ är en vidareutveckling av "Soft Brace", som funnits på marknaden under många år. Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet. Boston LITE har fått en del nya funktioner. Genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten är det möjligt att göra hål i den mjukare plasten som finns mellan de olika förstärkningssegmenten. Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"- väv. Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne. För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats med en låg-profil och ett smidigare utseende.



Användningsområde

Neuromuskulära Skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Art.nr.	Modell	Storlek	Beskrivning	Lordosgrad
297250000	Boston LITE Korsett	JI - Y4F	Modul, ej färdigställd	15°
297260000	Boston LITE Korsett	Måttbeställd	Modul, ej färdigställd	15°
297280000	Boston LITE Korsett	Måttbeställd	Färdigställd	15°
297300000	Separat liner	1 - 6	Se under Mått	-
297310000	Extra band	En storlek	Set av 3 band/spännen	-
297320000	Plastspänne	-	-	-