

Boston Soft Body Jacket

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan samt mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen, finns i 30 storlekar, är vit, har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler. Kan beställas i olika färger, lordoser, öppna eller slutna kanaler samt efter mått. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområde

Neuromuskulära scolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.



Art.nr.	Modell	Typ	Lordosgrad
297000000	Måttbeställd med ram	N/A	-
297000001	Måttbeställd	Slutna kanaler färdigställd	-
29707	Standardmodul	Öppna kanaler	15°
297080000	Måttbeställd	Öppna kanaler	-
297080001	Måttbeställd	Öppna kanaler färdigställd	-
29709	Standardmodul	Slutna kanaler	15°
297100000	Måttbeställd	Slutna kanaler	-
297100001	Måttbeställd	Slutna kanaler färdigställd	-
297190000	Band med spänne	5 cm x 30,5 cm	-
297190001	Band med spänne	5 cm x 35,6 cm	-