

Boston skolioskorsett

Väldokumenterad prefabricerad korsett för skoliosbehandling. Finns i 30 standardstorlekar i 0° eller 15° lordos, men kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Modulen är tillverkad av polypropen som polstrats med polyetenfoam. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår ej.

Användningsområde

Idiopatiska skolioser.



| Art.nr. | Modell | Tjocklek |
|-----------|----------------------------|----------|
| 297040000 | Måttbeställd / Scan-to-Fit | 4 mm |
| 297040001 | Måttbeställd färdigställd | - |
| 29705 | Standardmodul 15° | 4,5 mm |
| 29706 | Standardmodul 0° | 4,5 mm |